



STANDARD™ Q COVID-19 Ag

Набор STANDARD Q COVID-19 Ag для проведения экспресс-теста в реальном времени для качественного выявления антигена коронавируса в образцах мазков из носоглотки человека на ранних сроках заболевания (с 1 дня появления симптомов).



World Health Organization

Рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения



15-30 МИН.



до 96%



100%




REF Q-NCOV-01G

* по данным клинико-лабораторных испытаний ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы

Применяется на ранних стадиях (с 1 дня появления симптомов) и в разгар инфекционного процесса для определения антигена при подозрении и подтверждения наличия вируса в организме. Являясь аналогом ПЦР теста, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- Не требует дополнительного оборудования для определения вируса.
- Время проведения одного теста и получения результата **15-30 минут**.
- Простота применения. Возможность проведения теста вне лаборатории или мед. учреждения (под контролем медперсонала).
- Быстрое получение результатов анализа на ранних сроках заболевания (с 1 дня появления симптомов).
- Быстрое принятие решения об изоляции.

Динамика периодов развития коронавирусной инфекции COVID-19



С 1 дня появления симптомов по 21 день болезни*

* чаще с 1 по 10 день после появления первых симптомов

WhiteProduct

Авторизованный представитель по России и СНГ
WHITE PRODUCT LLC., CO
ООО «Уайт Продакт»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7,
этаж 3, помещение VIII, комната 3.2
sales@white-product.com | www.white-product.com

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **Метод исследования:** беспробирный иммунохроматографический анализ (ИХА).
- **Цель анализа:** обнаружение антигена вируса.
- **Биоматериал:** в образцах из носоглотки.
- **Время проведения одного теста:** **15-30 минут**.
- **Результаты теста:** позитивный/негативный/недействительный.
- **Оборудование для проведения тестов:** не требуется.
- **Упаковка:** 25 тестов.
- **Производитель:** SD BIOSENSOR, Южная Корея.
- **Сертификация:** Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) **№ РЗН 2020/11113 от 02.07.2020** 2020.03.10 декларация соответствия CE.



* Временные методические рекомендации Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 9 (26.10.2020)

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Тестовое устройство (индивидуально в фольге с осушителем) — набор 25 тест-систем
- Буферная пробирка для экстракции — 25 шт.
- Стерильный тампон для забора проб — 25 шт.
- Насадка с капельником — 25 шт.



- Подставка из картона — 1 шт.
- Инструкция по применению — 1 инструкция