



Проклин Асепт Алкасип

Определение концентрации: Титрование

Образец	20 мл рабочего раствора
Раствор для титрования:	0,1 N соляная кислота (HCl)
Индикатор:	Фенолфталеин
Фактор титрования	0,20
Объем 0,1 N HCl x 0,20 = % Проклин Асепт Алкасип	

Электропроводность

В соответствии с кривой электропроводности

Проклин Асепт Алкасип Электропроводность растворов (25 °С, 0 °d) Температурный коэффициент: α 2,0 %/°С

