

	Параметр	Значения, свойства
1	<b>Назначение</b>	
	Обогрев пациента. Профилактика и лечение гипотермии.	Автоматический контроль температуры одеяла.
	Возможность выполнять функцию бескаркасных носилок для переноски пациентов	ДА
2	<b>Технические характеристики</b>	
2	Термоодеяло	
1	Размер полотна (в развернутом виде)	1800 x 1000мм
	Внешняя оболочка	Влагонепроницаемая грязеотталкивающая
	Возможность доступа к рукам пациента во время транспортировки не раскрывая одеяло полностью	ДА
	Максимальное рабочее напряжение в изделии	13,5 В
	Максимальная потребляемая мощность	80 Вт
2	Блок управления	
1	Материал корпуса блока электронного управления	Ударопрочный, пластиковый, защита от капающей жидкости
	Расположение блока управления	На оболочке одеяла
	Габаритные размеры блока управления	150 x 80 x 30 мм
	Параметры внешнего питания	Бортовая сеть автомобиля 12 В
	Дискретность регулировки температуры, градусы Цельсия	0,1
	Поддержание заданной температуры	Автоматическое
	Программное ограничение задаваемой температуры	В диапазоне от плюс 25*С до плюс 40*С с точностью (+ -) 0,5*С
	Сервоконтроль температуры	Посредством микропроцессора
	<b>Режимы установки и отображения температуры</b>	
	Диапазон отображения температуры	диапазона плюс 25*С до плюс 40*С
	Диапазон управления температурой	диапазона плюс 25*С до плюс 40*С
	Панель управления	Жидкокристаллические индикаторы, с цифровым отображением заданной и реальной температуры одеяла, температура пациента
	Тестирование блока электронного управления	Самотестирование после каждого включения
	Сигнализация о перегреве, неисправностях и нестандартных ситуациях	Звуковая и световая
	Сигнализация при отключении внешнего питания.	Звуковая и световая
	Время достижения заданной температуры термоизделия при комнатной температуре окружающей среды	Время достижения температуры 37*С на поверхности одеяла при температуре окружающей среды плюс 20*С не более 30мин.
	Время непрерывной работы устройства	Без ограничения
	Соединение термоодеяла с блоком управления	Неразъемное
3	<b>Комплектация</b>	
	Термоодеяло	1шт. (Одеяло-носилки медицинские с электроподогревом)
	Сумка для переноски	1шт.
	Эксплуатационная документация	1шт.
	Вес комплекта	Не более 3,2 кг
4	<b>Документы и сервис</b>	
	Декларация соответствия	Наличие
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзор	Наличие
	Документы на русском языке	Наличие
	Гарантия на медицинское изделие	Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию